Beam On WSR

広波長域 190~1600 nm CCD ビームプロファイラ



新技術!1種類のセンサで全波長域をカバー

- 独自技術: 広範な波長域 190~1600 nm
- **多機能**: CW, パルスの両ビームに対応。 ビームプロファイル及びビーム位置測定 のための完璧なテストステーション。
- ポータブル: USB 2.0 インタフェースで PC接続可能
- 簡単操作: 使い易いソフトウェア、オンライン・ヘルプ機能
- **アクセサリ**: より大きなビームやハイパ ワービームの光減衰のためのコンプリー ト・セット

主なソフトウェア機能

- リアルタイム計測: ビームサイズ計測及びガウ シアン (またはトップハット) フィット。2D/ 3Dプロット
- ■トリガレーザー調整可能
- ソフトウェア制御による電気シャッタ&ゲイン
- 再生機能付き動画、スナップショットファイル
- RS232 または TCP/IP で他のPCへデータ転送
- 詳細な数値データ含むデータログ
- DLL パッケージでユーザーアプリケーションからコントロール可能
- 自動合否分析レポート
- ハイダイナミックレンジ用モータ駆動フィルタ ホイール
- ズーム機能
- 平均値




DUMA OPTRONICS LTD.

Website: http://www.duma.co.il

販売代理店: 株式会社 日本レーサー URL: www.japanlaser.jp E-mail: lase@japanlaser.jp [東京本社] 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-14-1 TEL 03-5285-0861 FAX 03-5285-0860 [大阪支店] 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-12ユニゾーン新大阪2階 TEL 06-6323-7286 FAX 06-6323-7283 [名古屋支店] 〒460-0003 名 古屋市中区錦3-1-30 TEL 052-205-9711 FAX 052-205-9713



ヘッド寸法:



CCDヘッド仕様

カメラタイプ: WSR Wide Spectral Range

CCD, 1/2" フォーマット

ピクセルサイズ: 8.6 μ m(H) X 8.3 μ m(V) センサ検出エリア: 6.47mm X 4.83mm 重量: 400 g, ケーブル含む

消費電力: 5V/0.6A, USB2.0ポート経由 付属品: 2mm厚 NDフィルタ4枚付き

> フィルタホイール内蔵。 マウント用ポスト。 IRエッジフィルタ 1枚。

寸法: 80 mm x 78.5 mm x 49 mm

一般仕様

PC接続: USB2.0 アタッチメント, 1.8m長

RS232 / TCP-IP: データ出力

操作温度: -10℃ to 50℃ (結露無し)

保管温度: -40℃ to 60℃

CE準拠

ご注文方法

SAM3-A-HP:

本システムには、カメラ、ポスト、NDフィルタ4枚セット (ND8, ND64, ND200, ND1000) 付き内蔵フィルタホイール、内蔵IRエッジフィルタ (取外し可能)、ソフトウェア、取扱説明書、CDディスク/DiskOnKey、キャリーケースが付属しています。

BeamOn WSR VIS-NIR: 350-1600nm BeamOn WSR UV-NIR: 190-1600nm

ND フィルタ: マウント付き 2mm厚 NDフィルタ

タイプ: 8/64/200/1000

IRエッジフィルタ: 2.5mm厚, 1100nm以上透過 SAM3-A: ハイパワーレーザー光減衰用

アタッチメント (最大20W) ハイパワーレーザー光減衰用

アタッチメント (最大1kW)

RDC: ビームレデューサ・アタッチメン

ト (比率 2x1)

ホスト・コンピュータ要件

Pentium IV, Dual-Core, 2GHz, 512MB RAM, 64 MB 16 bit color VGA card, resolution 1024x768, CD ROM any type, High Speed USB2.0 port, OS Win / 2000 / XP / Vista / 7~32bit / 7~64bit / 8.

ソフトウェアによるシステム性能

システム応答性

VIS - NIR 350-1600nm

UV - NIR 190-1600nm (windowless CCD)

最大フレームレート: 25Hz, 低速シャッター操作含まず

画像解像度: 720X576

シャッター速度: 1/50x256sec to 1/100,000sec,

17ステップ, 手動または自動

ゲインコントロール: 6dB to 41dB, 2dBステップ,

手動または自動

Null: Null機能でバックグランドの自動消去

が可能

光ダイナミックレンジ: 最大1X10¹⁵, 全フィルタ、ソフトウェ

ア制御電子シャッタ&ゲイン使用時

ダメージ閾値: 50 W/cm² or 1 J/cm使用, フィルタ使用

感度: 160 μ W/cm² @ 1500nm, シャッタ x 256 **飽和**: 1 mW/cm² @ 633nm, フィルタ無し

パルスレーザー 低速パルスレーザー (1-100Hz) のビーム

による操作: 画像のキャプチャ・再生が可能。レーザ

パルスの無いフレームは除外される。ゲインコントロール及び外部フィルタで最

適な強度を簡単に設定可能。

トリガ: パルスモードではスライドバーで閾値を

セットし、キャプチャしたパルスを含む

フレームを表示



DUMA OPTRONICS LTD.

Website: http://www.duma.co.il