

## METROLOGY



# 完全な3D測定 ソリューション



# 完壁なアクセシ

"S neox Five Axis" 光学式3 次元測定装置は、高精度回転ステー ジモジュールと、"S neox" 3D測 定顕微鏡の高度な検査および解析 機能を組み合わせています。

これにより、指定された位置・角度で自動的に3D表面形状測定を行い、完全な3D形状計測が可能になります。S neoxの3D測定技術は、形状(Ai焦点移動法)、サブナノメーター粗さ(干渉計)、高い水平方向および垂直方向の解像度を必要とする寸法精度(共焦点)測定まで広範囲のスケールをカバーします。



# ピリティ



#### 導入分野·用途

- 航空宇宙·自動車
- 法医学
- 歯車
- 医療機器
- マイクロマニュファクチャリング
- | 刃先
- 表面仕上げ
- 機械工具
- 時計


#### 回転ステージ

高精度電動回転A軸(360°連続回転、位置決め再現性 10 arc

sec)と、電動回転B軸(-30° ~110°、分解能 0.5 arc


sec、リミットスイッチ付き)で構成され、System3R製クランプシステムが装備されています。

S neox Five Axisは、定義された位置で自動的に3D表面測定を実行し、その結果を組み合わせて完全な3D形状を生成します。



# 完璧な3D計測

Sneox Five Axis は回転と 仰角(視点)の異なる位置でサンプルを測定し、個々の測定結果から成るグループを生成します。SensoFIVE ソフトウェアは、これら個々の表面測定による画像情報を重ね合わせて統合し、サンプル表面全体の測定結果を高精度に生成します。の異なるデータをマージすることで、鋭角部や重要な面及び3Dの形状情報を提供できます。








#### 隣接表面を連結し90°以上 の角度も測定可能に

急峻な角度を含む複雑な表面は、影が発生す るため1回で全体を計測するのが非常に困難 です。このようなサンプルの完全な表面形状 を計測するには、サンプルを傾けて異なる2 点から測定し、その2つの測定形状を結合す る必要があります。本システムは5軸の回転 ステージでサンプルを反対位置に置き換える ことで、表面全体の形状を明らかにします。測 定した個々結果は自動的にマージされ、完全 な3D形状測定が達成されます。




#### 複数の測定位置で、 リミットレスな測定を実現

自動ルーティンにより、ワンクリックでサン プルの異なる部分を測定できます。ユーザ ーフレンドリーなインタフェースで、ストレ スなく測定位置を見つけられます。サンプ ルの重要な部分にフォーカスして、自動ル ーティンに追加します。最後「Acquire |を クリックすると、全パーツを測定します。こ の一連の手順で非常に素早く簡単に測定 ルーティンを自動化できます。









#### 高精度&高信頼性の 表面仕上げ検査

共焦点法及び光干渉法の技術により、非常に粗い面(例: additive manufacturing 製作物)から、1 Åオーダーの高反射率表面(ダイヤモンドミラー)まで、あらゆる種類の粗さ測定が可能です。NPL、NIST、PTB といった粗さ標準に準拠した再現性とトレーサビリティを提供します。

また Ai焦点移動法は、対物レンズの倍率に依存せず、急峻な傾斜の計測において、素早く簡単な応答性を提供します。



#### Ai焦点移動法 の限界を克服

S neox Five Axis は表面の形状と粗さを計測できます。特に形状については、直径0.5mm以下、切れ刃丸み150nm以下のサンプルを測定できます。高NA値(0.95)の共焦点法では、小さい曲率半径の刃先形状を測定できます。

# 多機能性生

Ø1mm

#### 非接触 表面測定

Ø 350µm

S neox Five Axis 高性能 3D光学形状 測定器は、可動部品を含まない同一センサ ヘッドで、3つの測定法を提供する画期的な 製品です。共焦点法は急峻な表面構造に最 適、光干渉法は垂直方向で最高の分解能が えらえます。Ai焦点移動法はわずか数秒の 高速測定が特徴です。 あらゆる幾何学誤差や許容限界 を測定できます

# Sensofive

#### 自動測定レシピ


ISO 25178(形状及び粗さ)の仕上げ表面や体積と共に、厳密な寸法(角度、半径、輪郭)を測定するため、5軸測定レシピによって表面全体をキャプチャできます。自動計測ルーティンは、QA/QCアプリケーションでパーツのバッチ処理に利用できます。

#### ISOパラメータ

SensoFIVEはいくつかの ISO基準に適合しており、ISO の三次元表面形状パラメータ (高さ/空間/複合/機能/体積 のパラメータ)を網羅していま す。

#### 複数の 出力フォーマット

データは全て、PLY, STL, STEP, IGES, g3d, xyz, PCDファイルで出力できま す。






## SensoVIEW =



# リフルな 解析ソフトウェア



SensoVIEWは幅広い解析 作業に最適なソフトウェア です。3D/2D測定の予備 試験や解析のための包括的 なツールセットが含まれて おり、解析ツールセットによ り粗さや体積の計算、重要 寸法(寸法、角度、距離、直 径)の測定が可能です。


いつでもメイン画面から スマートな5つの表示モー ド(疑似カラー、スタック、 スタック&疑似カラー、トゥ ルーカラー、可変照明角 度)を簡単に切り替えるこ とができます。

最も理解しやすく トポグラフィを視覚化

画像コントロールのオプションは、あらゆる種類の サンプルや顧客のニーズに最適なものとなるよう常 に継続的に開発されています。各レンダリング表示 オプションにはあらゆる種類の画像処理設定が含ま れ、さらなる調整のためのスケールオプションととも に表示されます。


### 重要なパラメータを スマートに計算するツール

SensoVIEWは、ワンクリックでISO4287とISO25178に従った表面性状パラメータを取得するためのわかりやすいステップガイドを提供します。



#### ISO 25178 に基づく計算

ISOフィルタの詳しい知識がないユーザーでも、解析する表面のタイプを選択するだけで、必要な情報が得られるように設計されています。このオペレータはISO 25178に従って表面にフィルタを適用し、表面性状のパラメータを計算します。



#### ISO 21920 に基づく計算

ISO 21920およびISO 4287に従って、主要なプロファイルが自動的にフィルタリングされ、粗さ(Rx)および波状(Wx)のパラメータが返されます。パラメータの計算は、定義済みのオペレータ、フィルタ(F-オペレータ、S-フィルタ、およびL-フィルタ)および追加の設定のセットから成り立っています。

### シンプルでも パワフルで 使い易い

システムとともに提供されるこのダイナミックなソフトウェアは、 測定の表示や解析を簡単に行える完全なツールセットです。3D環境を通じてユーザーをガイドし、特別なユーザー体験を届けます。ワンクリックで選択可能なオペレータ、パッと目を引くアイコン、分かりやすい機能、3D+2Dとプロファイルの同時表示など、SensoVIEWソフトウェアにはさまざまな優れた特長があります。



#### 表示モードを選択

インタラクティブな3D/2Dビューは、拡大率、ディスプレイや レンダリングの複数のオプションを選択できます。



#### データを処理

データ処理や処理レイヤーの 生成を行うためのオペレータの フルセット。



#### 解析ツールを活用

3D/2D測定の解析や予備試験のための幅広い解析ツール。



#### 解析の適用

解析テンプレートを作成し、複数のプリセットを一連のトポグラフィに適用可能。



#### 結果を取得

カスタマイズが可能なレポートの作成や、3D測定データをさまざまな形式へエクスポートが可能です。

# 解析手順をガイ




### シーケンシャルオペレータ

3D/2D測定やプロファイルに適用できるスマートなオペレータ(演算)セットです。形状成分除去、しきい値の適用、データポイントのレタッチ、測定不能なデータの補間、各フィルタの適用、および、プロファイルのトリミング、差分、抽出によるレイヤー生成などを行うことができます。

### 全方向で重要寸法を測定

ユーザーの操作や手順を容易にすることを常に最優先に考えた、重要寸法オプションのアシストツールが開発されました。SensoVIEWでは、角度、距離、直径などの重要寸法を簡単に測定でき、測定ツールで形状の特徴をハイライト表示することができます。



### 複数の 測定ツール


測定時に最も重要な寸法 (半径、角度、直径、段差高 さ、垂直方向の距離と水平 方向の距離)を測定できる 完全なツールセットです。 これらのツールは、特定の 寸法の数値を返します。






### 繰り返しの作業を 効率化

データ解析処理が定義されると、解析テンプレートとして保存ができます。これらの定義済みのフィルタとオペレータ設定を繰り返し測定の結果に適用することができます。





解析プロセスが定義されると、ユーザーはそれを複数の測定に適用するためのテンプレートを作成できます。テンプレートには、使用されたフィルタ、オペレータ、重要な寸法の情報や、エクスポート設定のすべ

てが含まれます。その上で、テンプレートとトポグラフィの間の起こりうる位置ずれや回転は、SensoVIEWのパターン認識アルゴリズムを使用して修正することができます。

## ハードウェア

#### リング照明

LEDを同心円状に配置し、測定サンプルに均一で効率的に照明を当てます。対物レンズの上方でレンズを取り囲むようにマウントされています。共焦点法とAi焦点移動法の両方で、シグナルを増強できます。焦点面での適切な照明を確保できます。

## 作動距離の長い対物レンズ使用

S neox には、ニコン製 CF60-2 対物レンズが使用されています。このレンズは色収差を補正し、各NA値で最大の有効作業距離を提供します。その結果コントラストが良好で解像度が高く、シャープ、フラット、鮮明なイメージを生成できます。S neox Five Axis にもこれらレンズを採用しており、簡単に操作できます。









#### ホルダ&コレット セット

サンプルに応じて異なるタイプのホルダが利用可能です。回転サンプルには15個のコレットを含むコレットホルダ(ご希望により複数のオプションを提供可能)を、その他のサンプルにはフラットホルダを使用します。フラットミラーと校正標準から成る校正パックも含まれています。



#### 対物レンズ

干涉 明視野

倍率	5X EPI	10X EPI	20X EPI	50X EPI	100X EPI	150X EPI	20X ELWD	50X ELWD	100X ELWD	10X SLWD	20X SLWD	50X SLWD	100X SLWD	5X	10X	20X	50X	100X
NA	0.15	0.30	0.45	0.80	0.90	0.90	0.40	0.60	0.80	0.20	0.30	0.40	0.60	0.13	0.30	0.40	0.55	0.70
作動距離, WD (mm)	23.5	17.5	4.5	1.0	1.0	1.5	19	11	4.5	37	30	22	10	9.3	7.4	4.7	3.4	2.0
空間サンプリング 1 (µm)	1.38	0.69	0.34	0.13	0.07	0.05	0.34	0.13	0.07	0.69	0.34	0.13	0.07	1.38	0.69	0.34	0.13	0.07
光学分解能 ² (μm))	0.94	0.47	0.31	0.18	0.16	0.156	0.35	0.23	0.18	0.70	0.47	0.35	0.23	1.08	0.47	0.35	0.26	0.20
システムノイズ³(nm)	100	30	8	4	3	2	10	5	3	50	20	15	10	PSI/ePSI	0.1 nm (0	0.01 nm v	vith PZT)	CSI 1 nm
最大傾斜 4 (°)	9	17	27	53	64	64	24	37	53	12	17	24	37	7	17	24	33	44

MAG	5X	10X	20X	50X	100X	150X
FOV <sup>5</sup> (µm)	3378x2826	1689x1413	845x707	338x283	169x141	113x94

#### システム仕様

ンハノムは豚						
測定方法	共焦点, PSI, ePSI, CSI, Ai 焦点移動. 薄膜					
観察タイプ	明視野,シーケンシャルカラーRGB,共焦点,干渉位相コントラスト					
測定タイプ	画像, 3D, 3D 厚み, プロファイル, 座標					
カメラ	5Mpx: 2448x2048 pixels (60 fps)					
全倍率 (27"スクリーン)	60X - 21600X					
ディスプレイ分解能	0.001 nm					
視野, FOV	0.018 - 6.7 mm (シングルショット)					
最大拡張測定エリア	10x12 (最高分解能); 175x175 (最低分解能) (500 Mpx)					
共焦点フレームレート	60 fps (5Mpx); 180 fps (1.2 Mpx)					
垂直走査範囲, 粗動						
垂直走査範囲, 微動	静電容量センサ付きピエゾスキャナ: 200 μm <b>範囲</b> ; 1.25 nm 分解能					
最大Z軸測定範囲	PSI 20 μm; CSI 10 mm; 共焦点 & Ai 焦点移動 34 mm					
XYステージ範囲	電動: 154x154 mm					
LED光源	赤 (630 nm); 緑 (530 nm); 青 (460 nm); 白色 (575 nm; 中心)					
リング照明	緑リング光源、6連ノーズピース互換					
ノーズピース	6連, 完全モータ駆動					
サンプル反射率	0.05 % to 100%					
サンプル重量	最大 3 kg					
ユーザ管理権限	Administrator, supervisor, advanced operator, operator					
オプション解析ソフトウェア	SensoMAP, SensoPRO, SensoMATCH, SensoCOMP, Geomagic®					
電力	電圧 100-240 V AC; 周波数 50/60 Hz 単相					
コンピュータ	Latest INTEL processor; 3840x2160 pixels 解像度 (4K) (27")					
OS	Microsoft Windows 10, 64 bit					
寸法HxWxD	945 x 635 x 610 mm (37.2 x 25.0 x 24.0 in)					
重量13	77 kg (170 lbs)					
環境	温度 10 ℃ to 35 ℃; 湿度 <80 % RH; 高度 <2000 m					

#### 不確かさ&精度 6

標準	値	υ,σ	測定法	
ステップ高さ	48600 nm	U=300 nm, σ= 10 nm	共焦点&CSI	
	7616 nm	U=79 nm, σ= 5 nm	共焦点I&CSI	
	941.6 nm	U=7 nm, σ= 1 nm	共焦点&CSI	
	186 nm	U=4 nm, σ= 0.4 nm	共焦点&CSI	
	44.3 nm	U=0.5 nm, σ= 0.1 nm	PSI	
	10.8 nm	U=0.5 nm, σ= 0.05 nm	PSI	
面粗さ (Sa) <sup>7</sup>	0.79 µm	U=0.04 μm, σ=0.0005 μm	共焦点, AiFV & CSI	
線粗さ (Ra) <sup>8</sup>	2.40 µm	U=0.03 μm, σ= 0.002 μm	共焦点, AiFV & CSI	
	0.88 µm	U=0.015 μm, σ= 0.0005 μm	共焦点, AiFV & CSI	
	0.23 μm	U=0.005 μm, σ= 0.0002 μm	共焦点, AiFV & CSI	

#### 回転ステージ9

計測可能最大直径	200 mm
最大保持径 10	20 mm
対象物最大重量	3 Kg
精度 (A)	5 Arc sec/o
双方向再現性 (A)	10 Arc sec
分解能 (B)	0.5 Arc sec
真直度誤差 11	3.6 µm/40 mm
平行度誤差 11	53.9 µm/40 mm
平坦度誤差12	20 μm

13/2インチカメラおよび0.5倍オプティクス使用時の最大視野(FOV)。2表面でのピクセルサイズ。3L&S: ライン&スペース。青色LEDによる値。4システムノイズは、光学軸に対して垂直に配置された権正ミラーにおいて、連続する2つ測定値の差として計測。干渉用対物レンズ、PSIの場合、防振機能を有効にした状態で10の位相の平均。温度制御室でピエゾステージスキャナを使用することで0.01 nm まで達成可能。緑色LEDでの値(CSIは白色LED)。解像度 HD。5滑らかな面上で最大傾斜 86°。6 共焦点とAI焦点移動で使用する対物レンズは50X 0.80 NA、CSIおよびPSIでは50X 0.55NA。解像度1220X1024ピクセル。全測定でPZT使用、不確定度(U)は以下に拠る180/IECが17620/IECが17620の8 GUM:1995、K=196 (level of confidence 95%)。な1425回測定による。7 面積1x1 mm。8 プロファイル 4 mm長。9 値は全て、温度20±1℃の防振環境下でISO1101に準拠する。10 FR32 コレットホルダ。11 St平坦度偏差はISO25178-2に準拠し、SiC参照用平面ミラーと20倍対物レンズを共焦点モードで計測した値。12 値は全て、20倍対物レンズを用いて、共焦点モード、評価距離 40mmで計測。13 高さ可変スタンド H105XYステージ付き

15





#### SENSOFARは表面計測で最高の品質基準 を誇る最先端テクノロジーカンパニーです。

Sensofar Metrology は、共焦点、光干渉、焦点移動法、フリンジプロジェクション技術による高精度な光学形状計測装置を製造しています。研究開発や品質検査室向けの標準セットアップから、インライン製造プロセスのための完全な非接触計測ソリューションまで対応します。Sensofarグループ本社は、スペインの技術中核地であるバルセロナにあります。グループはグローバルなパートナーネットワークを通じて30か国以上に代理店をもち、またアジア、独国、米国に自社のオフィスを有しています。



SENSOFAR | BARCELONA - Spain | T. +34 93 700 14 92 | info@sensofar.com 営業所

SENSOFAR ASIA | SHANGHAI - China | T. +86 21 61400058 | info.asia@sensofar.com | TAIPEI - China | T. +886 988106002 | info.asia@sensofar.com

SENSOFAR DACH | LANGEN - Germany | T. +49 151 14304168 | info.germany@sensofar.com SENSOFAR USA | CONNECTICUT - United States | T. +1 617 678 4185 | info.usa@sensofar.com

#### 日本代理店

JAPAN LASER | TOKYO - Japan | T. +81 3 5285 0861 | meas@japanlaser.co.jp

### sensofar.com/ja